

d-mkt

DEPTO. MARKETING: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

DEPTO. REGISTRO: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

DESENV. EMB.: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

DESENV. GALÊNICO: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

**OTC**

Prova nº **01**

05/07/2010

ANTONIO

**IODEX**

Apresentação: .....pomada

Código do Material: .....072433

Código do Produto: .....60017

Arte Final: .....RO-451

Dimensões: .....123 x 31 mm

Material: .....Adesivo Borracha 20 g/m<sup>2</sup>

[Reserva de verniz]

Código de Barras  
EAN-13 Máq. 0.85  
7896004 817583  
Truncado

Dores musculares, contusões, entorses, manifestações artríticas e reumáticas.  
**Modo de usar:** fazer aplicações locais em leves massagens, até que a pomada seja absorvida, 2 a 3 vezes ao dia.  
**Composição:** cada 1 g contém: iodo 50 mg - veículo\* q.s.p 1 g  
\*petrolato amarelo, parafina e ácido oléico.  
**Precauções:** não usar em área com ferimentos, sobre mucosas ou na região dos olhos, boca, nariz, reto e vagina. Siga corretamente o modo de usar; não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica. 60017

  
**IODEX**  
iodo  
50 mg / g  
USO TÓPICO    Peso Líq.: 28 g

Mantêr à temperatura ambiente (15° C a 30° C). Proteger da luz e manter em lugar seco.  
**TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.**  
Não compre este produto se o lacre de proteção da tampa estiver violado ou ausente.  
Farm. Resp.: Drª Maria Geisa P. de L. e Silva  
CRF-SP nº 83082 - Reg. M.S. nº 1.0583.0233.001+9  
Registrado por:  
**GERMED FARMACÉUTICA LTDA.**  
Rod. Jornalista F.A. Proença, km 08  
Bairro Chácara Assay - CEP 13186-801 - Hortolândia/SP  
CNPJ: 45.892.082/0001-65 - INDÚSTRIA BRASILEIRA  
Fabricado por: **EMS S/A** - Hortolândia/SP

 0800-191914  
www.ems.com.br  
072433 / RO 451

 NOVA PAZAR SOCIAL

PANTONE 2925 C

PANTONE 364 C

PANTONE 301 C

PROCESS BLACK C

**ATENÇÃO:** As cores desta prova são indicativas. A impressão final deverá obedecer o padrão oficial estabelecido em especificação ou cartela de cores.